


Versión: izquierda y derecha

TALLA	CIRCUNFERENCIA
1	16 - 19,5
2	19,5 - 22,5
3	22,5 - 26



Diseño mínimo, máxima estabilidad

La Órtesis para pulgar CMC Ortho se aplica para artrosis de la articulación del pulgar (CM) y es un concepto nuevo. La órtesis CMC estabiliza la articulación CMC-I y coloca el pulgar en una posición funcional que crea el llamado arco del pulgar. Durante el uso de la mano se quedará estable y se seguirá teniendo un buen agarre. Las articulaciones limitadores, como la muñeca, siguen estando libres y no se les limita su libertad de movimiento. Se intenta conseguir un funcionamiento óptimo de la mano.

Órtesis para pulgar CMC ORTHO

> indicaciones

- > Rizartrosis
- > Tratamiento postoperatorio de la articulación CMC-I
- > Estado tras artroplastia de la articulación CMC-I
- > Inestabilidad de la articulación CMC-I

