

PACK FRIO-CALOR REUTILIZABLE



Indicaciones

- Uso del frío: post-quirúrgico (especialmente ortopédico), traumatismos.
- El frío tiene un poder analgésico ralentizando la conducción nerviosa. Evita igualmente la formación de edemas y disminuye el hematoma.

Especificaciones y beneficios

- **Frío**
Guardarlo en una nevera o un congelador. Se mantiene flexible y reemplaza ventajosamente a la bolsa de hielo. Secar y aplicar sobre la piel previamente protegida por un paño.
- **Calor**
Calentar en agua a unos 60º de 5 a 10 minutos y aplicar sobre la piel protegida por un paño.



Información de pedidos

Referencias	Dimensiones
AXP1	21 x 14 cm
AXP3	29 x 27 cm