

XLR8 BOTA WALKER



Bota de marcha con casco rígido neumático

Propiedades:

Bota de marcha con casco rígido integral para una sujeción óptima y una protección máxima.

Dos células de aire integradas independientes, para un ajuste anatómico perfecto y una más rápida reducción del edema.

Suela curvada anti-deslizante para caminar de manera natural y cómoda.

Arco ajustable para proteger los dedos del pie (3 posiciones).

Indicaciones:

Esguince de tobillo moderado o severo (grado 2 o 3).

Fractura estable del 1/3 inferior de la pierna y/o fractura del pie.

Inmovilización post-operatoria.

Contraindicaciones:

No conviene en caso de fracturas inestables ni de fracturas de la parte superior de la tibia o del peroné.

No poner el producto en contacto directo con una piel dañada.

No conviene a pacientes con peso > 160 kg.

2 versiones: larga y corta

