

MALLEODYNASTAB BOA



Tobillera de inmovilización estabilizadora con sistema de apriete BOA®

Propiedades:

Tobillera de inmovilización estabilizadora que integra refuerzos laterales rígidos y correas elásticas para garantizar la estabilidad y la inmovilización del tobillo.

Sistema de apriete **BOA** homogéneo, rápido de utilizar y fiable: resiste al agua y al lavado, garantizado por toda la vida útil del producto.

Producto fino que se introduce en un zapato cerrado.

Indicaciones:

Esguince ligero, moderado o severo de los ligamentos laterales del tobillo

Prevención de la inestabilidad crónica del tobillo/de la recaída en fase de reanudación del deporte

Contraindicaciones:

No utilizar el producto en caso de diagnóstico dudoso

No colocar el producto en contacto con una piel lesionada

Alergia conocida a los materiales

