

OVAL-8



Inmovilizadoras de dedos OVAL-8.

Férulas de presión de 3 puntos, permiten corregir en cualquier dirección.

Son altamente eficaces ya que permiten al paciente mantener la función de la mano.

Se puede utilizar más de una férula en un dedo gracias a su pequeño grosor. Se utiliza en fracturas, malformaciones, dedos tigre.

TALLAS	MEDIDA
2 - 3 - 4	4,3 - 4,95 cm
4 - 5 - 6	4,95 - 5,7 cm
6 - 7 - 8	5,7 - 6,14 cm
8 - 9 - 10	6,14 - 6,8 cm
10 - 11 - 12	6,8 - 7,4 cm
13 - 14 - 15	7,65 - 8,2 cm



Medidas:
Circunferencia del
dedo por su base.
Tamaño de anillo.
Bilateral.