

INMOVILIZADOR DIGITAL





Inmoviliza las articulaciones interfalángicas distales y proximales en extensión.

Proporciona una inmovilización y protección del dedo.

Se utiliza en tratamientos de fracturas postquirúrgicas.

Color gris.

| REF. | MEDIDA | | | |
|------|---|------|------|--------|
| | S  | M | L | XL |
| 940 | 5,5 cm | 7 cm | 8 cm | 9,5 cm |



Medidas: Contorno de la articulación interfalángica proximal. Bilateral.



Talla: Diseñado para niños.